

CLIENTE / Customer :	FARMIGEA
BOZZA DEL / Proof date : N° 2	del 20 - 07 - 2022
PRODOTTO / Product : HydraMed Night Sensitive Lett EN-Viet	CODICE / Code : 912915/01
Cod. LAETUS XIIIIIIIXI (3201)	G/MQ / g/smq : 50
FTO POSA STESA / Size flat : 135 x 220mm	FTO POSA PIEGATA / Size folded : 135x28mm
STAMPA SU LATO / Printing : BIANCA / Top side :	☒ VOLTA / Reverse side : ☒
COLORI / Colors : NERO - FUSTELLA	
NOTE / Notes :	C. Laetus: I 0,35x6mm / X 1x6mm / I-I 0,65mm

912915/01



HydraMed night
Sensitive



Preservative free lubricating eye ointment with Vitamin A
Long lasting relief of dry eye and protection of the ocular surface

5 g tube

Composition: Vitamin A palmitate (25,000 IU/100g), Liquid paraffin, White soft paraffin.

What is it?

HydraMed Night Sensitive is a preservative free ophthalmic ointment containing Vitamin A.

How is it presented?

HydraMed Night Sensitive is presented as a preservative free ophthalmic ointment in a tube of 5 g.

When should it be used?

The product gives long lasting relief from the effects of dry eye caused by irritation, burning and redness due to environmental factors (wind, sun, dry air, salted water, smoke, bright light) or prolonged visual effort (studying, reading, computers, night driving), or the use of contact lenses.

It supports the restoration of the physiological state of the tear film and protects the ocular surface, thanks to the lubricating and moisturizing properties of Vitamin A.

How should it be used?

Wash your hands and remove the cap from the tube, tilt your head back and pull down the lower eyelid with your index finger to form a sack. Squeeze the tube slowly until a 10mm strip of the product is instilled onto the lower eyelid. Blink two to three times to spread the ointment evenly over the eye and wipe away any excess ointment from around the eyelids with a clean paper tissue. Replace the cap on the tube.

Due to its consistency, the ointment may cause a mild and transient blurring of your vision, so it is recommended to apply once daily in the evening before going to sleep.

Precautions and warnings

- The product is for external ophthalmic use only.
- Do not use if you are sensitive to any of the components.
- After administration, a slight temporary blurring of vision may be observed, due the oily consistency of the ointment: it is advisable to avoid the use of the ointment before any activity that requires clear vision (drive cars, use of machinery, etc.).
- Do not wear contact lenses during instillation of the product: after administration, there should be an interval of at least 30 minutes before reinsertion.
- In case of concomitant use of HydraMed Night Sensitive and other ophthalmic products, there should be an interval of at least 30 minutes between the application of the two products and HydraMed Night Sensitive should be the last product instilled.
- Once opened, the product can be used for up to 90 days.
- Do not touch the tip of the tube on the eye lashes or eye.
- Do not use after the expiry date shown on the container.
- Keep out of the sight and reach of children.
- Do not use if the container is damaged.
- Store between 15°C - 25°C.

Manufacturer: Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italy.

Import and distribution: GoMed Medical Co., LTD

VPGD: Phòng 212 tòa A, số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: <https://gomed.vn>

Date of last revision of the text: April 2020



Dispose of properly after use





HydraMed night
Sensitive



Mỡ bôi trơn mắt có chứa Vitamin A

Tác dụng làm dịu khô mắt và bảo vệ mắt kéo dài

Tuýp 5g

Thành phần: Vitamin A palmitate (25,000 IU/100g), Paraffin lỏng, Paraffin trắng mềm.

Dạng bào chế và hoạt chất

HydraMed Night Sensitive là mỡ tra mắt không có chất bảo quản chứa Vitamin A

Dạng trình bày

HydraMed Night Sensitive là dạng bào chế mỡ tra mắt không có chất bảo quản được đựng trong tuýp 5 g.

Chỉ định

HydraMed Night Sensitive cung cấp tác dụng kéo dài để làm dịu các triệu chứng khó chịu, cảm giác bỏng rát và đỏ mắt của khô mắt gây ra bởi các tác động của môi trường (gió, ánh nắng mặt trời, không khí khô, nước mặn, khói bụi, ánh sáng cường độ mạnh) hoặc sử dụng mắt kéo dài (học tập, đọc sách, sử dụng máy tính, điện thoại, lái xe ban đêm) hoặc đeo kính áp tròng.

Sản phẩm giúp phục hồi các đặc điểm sinh lý của màng phim nước mắt và bảo vệ bề mặt nhãn cầu nhờ vào các đặc tính bôi trơn và làm ẩm của Vitamin A.

Cách dùng và liều dùng

Rửa sạch tay, mở nắp, ngửa đầu về phía sau và kéo mí dưới xuống bằng ngón trỏ để tạo thành một túi đựng. Bóp tuýp đựng một cách từ từ đến khi tạo thành một dải thuốc dài khoảng 10mm ở trên mí dưới.

Nháy mắt hai đến ba lần để lớp mỡ trải đều trên mắt và dùng khăn giấy sạch để lau sạch phần mỡ thừa xung quanh mí mắt. Đậy nắp lại.

Do đặc tính của sản phẩm mỡ tra mắt có thể gây ra một cảm giác mờ nhẹ trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy nên sử dụng ngay một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Thận trọng và cảnh báo

- Sản phẩm chỉ dùng để tra mắt.
- Không dùng nếu kích ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Có thể sẽ xuất hiện cảm giác mờ mắt nhẹ sau khi tra do đặc tính của sản phẩm dạng mỡ, do vậy nên tránh dùng sản phẩm trước khi thực hiện các hoạt động yêu cầu có tầm nhìn rõ ràng (lái xe, vận hành máy móc,...)
- Không đeo kính áp tròng lúc tra mắt: nên chờ ít nhất khoảng 30 phút trước khi đeo lại kính áp tròng.
- Trọng trường hợp sử dụng HydraMed Night Sensitive đồng thời với các thuốc nhỏ mắt khác, nên dùng cách nhau ít nhất 30 phút và HydraMed Night Sensitive nên được sử dụng cuối cùng.
- Sản phẩm có thể được dùng đến 90 ngày từ khi mở nắp lần đầu.
- Không chạm đầu tuýp vào lông mi hoặc vào mắt.
- Không dùng sau ngày hết hạn được ghi trên bao bì sản phẩm.
- Để xa tầm nhìn và tầm tay trẻ em.
- Không dùng khi tuýp đựng bị hư hại.
- Bảo quản trong khoảng nhiệt độ từ 15°C đến 25°C.

Nhà sản xuất: Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa, Italy.

Chủ sở hữu số lưu hành TTBYT: Công ty TNHH Y Tế GoMed

VPGD: Phòng 212 tòa A, số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: <https://gomed.vn>

Hiệu đính nội dung lần cuối: 04-2020



Loại bỏ sản phẩm một cách
phù hợp sau khi sử dụng.

