

OCUVANE® WARM

Miếng chườm ấm mắt

THIẾT BỊ Y TẾ

OCUVANE® WARM ấm lên khi mở và tạo ra nhiệt hơi nước 45°C tối ưu trong khoảng 30 phút.

Công nghệ mới với mật nạ hơi nước hai lớp chứa tinh dầu bạc hà giúp tăng đáng kể lượng nước mắt tiết ra, thời gian phá vỡ màng nước mắt cũng như cải thiện tình trạng meibum ở những người khỏe mạnh và bệnh nhân khô mắt.

Hơi ẩm tức thì nhanh chóng làm ấm quanh đôi mắt của bạn, giúp bạn thư giãn và làm sáng mắt.

Chất liệu vải không dệt cải tiến cho phép ôm sát vùng mắt hơn để mang lại cảm giác ấm áp hơn.

Dây đeo tai chống trượt và phục vụ cho việc sử dụng ở mọi nơi.

ỨNG DỤNG

- Dùng làm chườm ấm trong các trường hợp khô mắt, viêm bờ mi, rối loạn chức năng tuyến Meibomius (MGD), chớp, lẹo mắt.
- Thư giãn, giảm mỏi mắt do sử dụng nhiều màn hình điện thoại và máy tính.

THÀNH PHẦN

Iron Powder, Activated Carbon, Vermiculite, Water, Salt, Semen Cassiae, Wild Chrysanthemum, Mulberry Leaves, Menthol.



HEBEI HOUDE HANFANG MEDICAL DEVICES GROUP CO., LTD

Beisun Village, Zhengding County, Shijiazhuang City, Hebei Province, P.R.C

Nhà nhập khẩu và phân phối Việt Nam

CÔNG TY TNHH Y TẾ BSY

223 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Bước 1: Lấy mật nạ mắt ra khỏi túi.

Sử dụng ngay khi mở vì mật nạ bắt đầu ấm lên ngay lập tức.



Bước 2: Nhẹ nhàng xé dọc theo lỗ thùng, sau đó đeo dây chun lên tai và vùng trắng của mật nạ lên mắt.



Bước 3: Thư giãn khoảng 30 phút cho đến khi mật nạ mắt không còn ấm.



Bước 4: Tháo miếng chườm và vứt vào thùng rác. Không tái sử dụng.

CẢNH BÁO

Sử dụng theo chỉ dẫn. **CHỈ SỬ DỤNG BÊN NGOÀI.**

Có hại nếu nuốt phải, có chứa sắt. Không cho vào lò vi sóng. Không cắt mật nạ mắt. Không sử dụng mật nạ bị hư hỏng. Mật nạ mắt sẽ không ấm lên nếu túi đóng gói bị trầy xước hoặc rách. Nếu bạn có vấn đề về mắt, bệnh về mắt, chấn thương quanh mắt, dị ứng, mang thai - vui lòng liên hệ với bác sĩ trước khi sử dụng. Trong trường hợp có bất kỳ khó chịu hoặc phản ứng dị ứng nào, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức và rửa sạch vùng da đó bằng nước mát.

Vui lòng tháo kính áp tròng trước khi sử dụng.



Bảo quản ở nhiệt độ phòng. Tránh xa tầm tay và tầm nhìn của trẻ em.



BASIC UDI-DI 599988714OCUVANEU3

OCUVANE[®] WARM

Steam Eye Mask

MEDICAL DEVICE

OCUVANE[®] WARM warms up when opened and produces optimal 45°C steam heat in approximately 30 minutes.

New technology with a double-layer steam mask containing menthol helps significantly increase the volume of tears secreted, tear film breakup time as well as improve meibum condition in healthy people and dry eye patients.

Instant warmth quickly warms your eyes, helps you relax and brightens your eyes.

Innovative non-woven fabric allows for a closer fit around the eye area for a warmer feel.

The ear strap is anti-slip and caters for use in anywhere.

APPLICATIONS

- Use for warm compresses in cases of dry eyes, blepharitis, Meibomian gland dysfunction (MGD), chalazion, styes.
- Relax, reduce eye strain caused by using a lot of phone and computer screens.

INGREDIENTS

Iron Powder, Activated Carbon, Vermiculite, Water, Salt, Semen Cassiae, Wild Chrysanthemum, Mulberry Leaves, Menthol.



HEBEI HOUDE HANFANG MEDICAL DEVICES GROUP CO., LTD

Beisun Village, Zhengding County, Shijiazhuang City, Hebei Province, P.R.C

Distributor

SOLMED PHARMA KFT.

19 Ady Endre Street, 1024 Budapest, Hungary

INSTRUCTION



STEP 1: Remove eye mask from the pouch. Use immediately upon opening as the mask begins to warm up instantly.



STEP 2: Gently tear along perforation, then place elastic bands over ears and white area of the mask over eyes.



STEP 3: Relax about 30 minutes until the eye mask no longer warm.



STEP 4: Remove mask and dispose it in the trash. Don't reuse.

WARNING

Use as directed. **FOR EXTERNAL USE ONLY.**

Harmful if swallowed, contains iron. Do not put in a microwave. Do not cut the eye mask. Do not use damaged mask. Eye mask will not warm up if the packing bag is scratched or torn. If you have eye problems, eye diseases, injury around the eyes, allergic reactions, pregnant - please contact your doctor before use. In case of any discomfort or allergic reaction, please stop using immediately and rinse out the areas with cool water.

Please remove contact lenses before use.



Store at room temperature. Keep out of the reach and sight of small children.



BASIC UDI-DI 599988714OCUVANEU3

OCCUVANE[®] WARM

Steam Eye Mask

A5 (14.85 x 21.0 cm)



447C