

CLIENTE / Customer :		FARMIGEA	
BOZZA DEL / Proof date :		N° 3	del 21 - 10 - 2020
PRODOTTO / Product :		Hye Mono Lett EN-Viet	CODICE / Code : 912919/00
Cod. LAETUS		IXXIIXIIXX (2866)	G/MQ / g/smq : 50
FTO POSA STESA / Size flat :		135 x 220mm	FTO POSA PIEGATA / Size folden : 135x28mm
STAMPA SU LATO / Printing :		BIANCA / Top side :	☒ VOLTA / Reverse side : ☒
COLORI / Colors :		NERO - FUSTELLA	
NOTE / Notes : C. Laetus: I 0,35x6mm / X 1x6mm / I-I 0,65mm			

912919/00



HydraMed



Moisturising, lubricant sterile ophthalmic solution

Sodium Hyaluronate 0.2% and TS-Polysaccharide 0.2%

20 x 0.5 ml daily use preservative free reclosable vials

Composition: Sodium Hyaluronate (0.2% w/v), TS-Polysaccharide (0.2% w/v), Mannitol, Sodium citrate, Citric acid monohydrate, Water for injections.

What is it?

HydraMed is a sterile ophthalmic solution containing Sodium Hyaluronate and TS-Polysaccharide. Phosphate and preservative free.

How is it presented?

HydraMed is presented as an eye drops solution in 20 daily use re-closable vials of 0.5 ml.

When should it be used?

HydraMed is an ophthalmic solution of TS-Polysaccharide and high-molecular weight Sodium Hyaluronate, produced through biotechnological synthesis, used to obtain long lasting relief from dry eyes.

Sodium Hyaluronate is a substance that originates mucomimetic solutions, with optimal lubricant properties due to the viscosity of the solutions that result in a moisturising effect and stabilization of the tear film.

TS-Polysaccharide is a natural substance extracted from the seeds of the *Tamarindus indica* plant, useful in the protection of the corneo-conjunctival surface. TS-Polysaccharide forms a protective film on the ocular surface that helps to recover the physiologic balance of the tear film and the ocular surface. The combination of these two substances generates a synergic action on the corneo-conjunctival surface that is protected from irritation due to environmental elements (wind, sun, smoke, dry air), visual stress (excessive light and prolonged use of computers) or mechanical factors (contact lenses use, after ocular surgery), providing a long lasting relief.

How and how much should it be used?

- Open the aluminum bag and separate one vial from the strip of vials;
- Open it by turning and pulling the cap;
- Put one drop in the eye by squeezing gently the body of the vial, one or more times daily, according to necessity.

HydraMed is filled in re-closable vials and the remaining product can be used up to 12 hours. **HydraMed** is compatible with contact lenses and it is not necessary to remove them before the ophthalmic solution is applied.

Precautions and warnings

- The product is for external ophthalmic use only.
- Do not use if the mini-container is damaged.
- Do not use in case of known incompatibility to any of the ingredients of the preparation.
- Do not use after the expiry date shown on the pack.
- Do not touch the eye with the tip of the mini-container.
- After administration, in rare cases, a slight temporary blurring of vision may be observed due to the viscosity of the solution; it is therefore advisable to wait until the blurring has disappeared before undertaking any activity that requires clear vision.
- Leave at least 10-15 minutes before administration of any other ophthalmic drugs.
- Once opened, each vial can be used for up to 12 hours.
- Keep out of the sight and reach of children.
- Store below 25°C.
- Do not swallow.


Manufacturer: Farmigea S.p.A. - Via G.B. Oliva, 6/8 - 56121 Pisa, Italy

Import and distribution: GoMed Medical Co., LTD

VPGD: Phòng 212 tòa A, số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: <https://gomed.vn>

Date of last revision of the text: April 2020



Dispose of properly after use.

STERILE A

CE 0546

HydraMed



Dung dịch nhỏ mắt làm ẩm và bôi trơn

Natri Hyaluronate 0.2% và TS-Polysaccharide 0.2%

20 tép, mỗi tép 0.5ml không chứa chất bảo quản

Thành phần: Natri Hyaluronate 0.2%, TS-Polysaccharide 0.2%, Mannitol, Natri citrate, Citric acid monohydrate, nước cất pha tiêm.

Dạng bào chế và hoạt chất

HydraMed là dung dịch nhỏ mắt chứa Natri Hyaluronate và TS-Polysaccharide.

Không chứa phosphate và không chất bảo quản

Dạng trình bày

HydraMed là dạng bào chế nhỏ mắt được đựng trong 20 tép, mỗi tép 0.5ml

Chỉ định

HydraMed là một dung dịch nhỏ mắt chứa TS-Polysaccharide và hợp chất cao phân tử Natri Hyaluronate, được tạo ra bởi công nghệ tổng hợp sinh học, có tác dụng làm dịu khô mắt một cách kéo dài.

Natri Hyaluronate giúp tạo ra các dung dịch có đặc tính nhầy với các tính chất bôi trơn tối ưu, có tác dụng làm ẩm và giúp ổn định màng phim nước mắt.

TS-Polysaccharide là một hợp chất tự nhiên được chiết xuất từ hạt của cây me, có tác dụng bảo vệ bề mặt nhãn cầu. TS-Polysaccharide tạo thành một lớp bảo vệ giúp phục hồi sự cân bằng sinh lý của màng phim nước mắt và bề mặt nhãn cầu.

Sự kết hợp của hai hợp chất này tạo nên tác dụng hiệp đồng để bảo vệ bề mặt nhãn cầu khỏi sự khó chịu gây ra bởi các tác động của môi trường (gió, ánh nắng mặt trời, khói bụi, không khí khô), mỏi mắt (do ánh sáng quá mức và thời gian dài sử dụng các thiết bị điện tử) hoặc các tác động cơ học (sử dụng kính áp tròng, sau phẫu thuật mắt), giúp cung cấp tác dụng kéo dài.

Cách dùng và liều dùng


- Xé túi nhôm và lấy ra một tép sản phẩm;
- Mở tép bằng cách vận và kéo nắp ra;
- Nhỏ một giọt vào mắt bằng cách bóp nhẹ vào thân tép đựng, mỗi ngày dùng một lần hoặc nhiều hơn tùy theo nhu cầu sử dụng.

HydraMed được đựng trong tép có thể đóng lại và phần còn lại của sản phẩm có thể được dùng tối đa trong vòng 12 tiếng.

HydraMed tương thích với kính áp tròng và không cần phải tháo kính áp tròng trước khi sử dụng.

Thận trọng và cảnh báo

- Sản phẩm chỉ dùng để nhỏ mắt.
- Không sử dụng trong trường hợp tép đựng bị hư hại.
- Không dùng trong trường hợp không tương thích với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Không dùng sau ngày hết hạn được ghi trên bao bì sản phẩm.
- Không chạm đầu tép vào mắt.
- Sau khi sử dụng, trong một số ít trường hợp, có một cảm giác mờ nhẹ tạm thời do tính chất nhầy của dung dịch; do vậy nên chờ đến lúc hết cảm giác mờ để thực hiện các hoạt động đòi hỏi phải có tầm nhìn rõ ràng.
- Chờ ít nhất 10 đến 15 phút trước khi sử dụng bất kỳ chế phẩm nhỏ mắt nào khác.
- Mỗi tép được sử dụng tối đa tới 12 tiếng sau khi mở.
- Đề xa tầm nhìn và tầm tay trẻ em.
- Bảo quản dưới 25°C.
- Không được uống.



Nhà sản xuất: Farmigea S.p.A. - Via G.B. Oliva, 6/8 - 56121 Pisa, Italy

Nhập khẩu và phân phối: Công ty TNHH Y Tế GoMed

VPGD: Phòng 212 tòa A, số 352 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: <https://gomed.vn>

Hiệu đính nội dung lần cuối: 04-2020



Loại bỏ sản phẩm một cách
phù hợp sau khi sử dụng.

STERILE A

CE 0546